

# 採血用ホルダー変更のご案内

院内で使用する採血用ホルダーが以下の通り変更となります。

旧

BD バキュテイナ®  
シングルユースホルダー



新

BD バキュテイナ®  
シングルユースホルダー プラス



- ①真空採血管が奥まで入り込まない形状のため、  
ゴムスリーブ、フィルムの破損が防止出来ます。  
\*若干すべりが悪いので採血管を抜くときに注意してください。
- ②指をかけやすい八角形の形状
- ③より透明なホルダー本体