



キーパー KEEPER 3



エコマーク認定商品
認定番号 21 118 002

針刺しを防ぐために

「注射したその場ですぐ廃棄」
針刺し防止の第一歩

\\ 針先が上に向きにくい設計 //
注射器材廃棄容器

- ◎ 20mlの注射器 は
針がついたまま廃棄OK!
- ◎ コンパクト で省スペース



環境配慮設計で医療のグリーン化を推進

- ✓ リサイクル材を使用しCO2削減に寄与する設計。
- ✓ 焼却時に有害ガスが発生しないことを第三者機関が認証。
- ✓ グリーン購入・環境配慮調達に対応
→ESG・CSR活動の強化に寄与



<https://www.goodtool.biz>

KEEPER 3 安全のこだわり

製品の安全性《強度・耐貫通性の評価》

※適正な感染性廃棄物容器の基準（審査の基準）平成30年4月（最新版）に準拠。
安全対策と環境対策を両立した製品です。

色でわかる完全ロック

緑のツメを差し込むと
完全ロックできます。
完全ロック（フタが開かない状態）に
することで安全に回収業者へ出せます。

フタを背面で固定

使用時はフタを
背面まで開けて
固定することができます。

インスリン等の ペン型注入器専用 リキャップホール

インスリン注射の
針刺し対策に。
交差感染のリスクを防ぎます。

フタは何度でも開閉できます。

針外し機能

通常の注射器・
ロック式の注射器
両タイプに対応しています。
病室などで注射器ごと廃棄できない時の
緊急的な機能としても活用できます。

FULLラインが 使用限度の目安

廃棄口からも使用量が
一目で分かります。
FULLラインはいれすぎによる
針刺しを防ぐためのものです。

本体・フタは半透明
使用量が一目でわかります。

しっかりした取っ手

持ち運びやすく
使う場所まで
安全に持っていきます。

取扱説明書

製品ラベルからも
確認できます。



QRコード

品番：009 製品名：キーパー3 JANコード：4560148430092
規格：2.5L 入数：24個入/箱 材質：本体 R-PP、フタ PP ラベル：紙 日本製



エコマーク認定商品

有限会社グツツール <https://www.goodtool.biz>
TEL 072-627-5518 FAX 072-624-2271 Email: office@goodtool.biz

特許 第4750146号